

Desinfektionsreiniger für Zellkulturlabors, neoLab® Disinfectant for Cell Culture Labs

Aldehydfreie Flächen-Desinfektions mit materialschonendem Schutzfaktor

- angenehmer Geruch
- breites Wirkungsspektrum
- gute Materialverträglichkeit auch gegenüber Kunststoffen
- zur täglichen, desinfizierenden Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen in Bereichen, bei denen eine geruchsschonende Desinfektion bevorzugt wird.

Wirkungsspektrum:

Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), SARSVirus, FCV, Adeno-, Papova- und Rotavirus

Gebrauchskonzentration (VAH):

2,0% - 5 Min., 1,0% - 30 Min., 0,5% - 60 Min., 0,25% - 4 Std.

Artikel	Inhalt l	Best.-Nr.
Mikrobac® forte	5	35 01 16119

