

Mikrovolumen-Analyse, Hellma® Micro Volume Analysis

Tropfenanalytik mit der TrayCell

Faseroptische Ultra-Mikro-Messzelle als Zubehör für Standard-Spektralphotometer. Flexible und kostengünstige Lösung zur Untersuchung sehr kleiner Probenvolumen (0,5 µl bis 5 µl). Die TrayCell wird standardmäßig mit zwei Deckeln für 0,2 und 1 mm Schichtdicke und Adaptern für verschiedene Zentrumshöhen geliefert.

Typische Applikationen:

- DNA/RNA Reinheits- und Gehaltsbestimmung
- Bestimmung der Labelingeffizienz für Microarray Experimente (FOI)
- Proteinbestimmung
- Sämtliche UV-VIS Messungen im Bereich von 190 – 1100 nm

Artikel	Best.-Nr.
① TrayCell	10 55 11058

Zubehör

Deckel für TrayCell für weitere Schichtdicken

Artikel	Best.-Nr.
② Deckel mit Schichtdicke 2 mm	10 55 15705
② Deckel mit Schichtdicke 0,1 mm	10 55 15706

