

Bestimmung von Alkohol und flüchtigen Säuren, Behr Determination of Alcohol and Volatile Acids

Wasserdampfdestillierer D 1 und D 2

- Alkohol
- Organische Säuren SOS
- Gärungsprozess beim Bier
- Ammoniumchlorid in Lakritzzerzeugnissen

Apparaturen für die Alkoholbestimmung und die Bestimmung der flüchtigen Säuren in Wein und anderen alkoholischen Getränken. Komplett-Glassätze, mit Messkolben und Pyknometer. Der behr D 1 und D 2 sind auf Grund ihrer Schnelligkeit besonders für hohes Probenaufkommen geeignet.

Technische Daten:

Abmessungen (B × H × T):	410 × 675 × 410 mm
Gewicht:	32 kg
Nennspannung:	230 VAC/115 VAC, 50 Hz/60 Hz
Leistungs-/ Stromaufnahme:	1700 W, 9 A/18 A
Kühlwasserverbrauch:	ca. 5 l/min
Vorratsbehälter:	beliebig groß, Empfehlung behrotest® Kanistersatz
Anzeige:	LCD
Programme:	1

Artikel	Best.-Nr.
D 1 Wasserdampf-Destillierapparat	10 48 49010
für die Bestimmung von Alkohol, Destillation in ein Pyknometer	
D 2 Wasserdampf-Destillierapparat	10 48 49011
für die Bestimmung von Organischen Säuren, Destillation in einen Erlenmeyerkolben 500 ml	

