

INCUDRIVE Bewegungssysteme und Brutschränke, schuett-biotech INCUDRIVE Roller Systems and Incubators

Zum Drehen und Rollen von Zellkulturflaschen, Kulturröhrchen oder Gefäßen. Mit oder ohne Temperierung.

① INCUDRIVE D-I

Roller-Brutschrank mit Umluft-Temperiersystem in 2 Versionen auszustatten. Auch als CO₂-Gerät (0–10%, Verbrauch ca. 2 kg/Tag).

Elektronischer Temperaturregler mit Soll- und Ist-Temperaturanzeige.

Tür aus durchsichtigem, hochisolierendem, UV-beständigem Kunststoff, zur ständigen Kontrolle des Arbeitsablaufes.

Langsames Drehen, z.B. von Zellkulturflaschen, aber auch schnelleres Drehen möglich für gute Durchmischung der Proben. Auch für Schwerlast-Dauerbetrieb.

1. Mit Dreheinschüben (optional, herausziehbar)

Zum Rollen von bis zu 16 Standard-Zellkulturflaschen* oder Gefäßen mit Ø 40 bis 400 mm, andere Maße auf Anfrage.

Max. 10 kg Gewicht pro Ebene, max. 25 kg Gewicht pro Gerät, max. 500 mm Gefäßlänge.

2. Mit Trommeleinschub und Rollergestell für Trommeln (neigbar)

Zum definierten langsamen Rotieren von Flaschen/Röhrchen in TROMMEL R, K10, K16 oder M (optional).

*Auf Anfrage INCUDRIVE 90 Roller-Brutschrank mit Dreheinrichtung, zur Aufnahme von bis zu 90 Zellkulturflaschen (auch als CO₂-Gerät).

Drehzahl: Flasche 120 mm Ø, ca. 0,1 – 4 U/min

Max. Gefäßlänge: inkl. Kappe max. 500 mm

Arbeitstemperatur innen: +30°C bis +50°C

Umgebungstemperatur: +5°C bis +40°C

Maße außen (B x H x T): 605 x 925 x 775 mm

Maße innen (B x H x T): 560 x 740 x 550 mm

Anschluss: 230 V, 50-60 Hz, 330 W

Gewicht: ca. 45 kg

Artikel	Best.-Nr.
INCUDRIVE D-I Roller-Brutschrank	88 31 61001
INCUDRIVE D-I CO ₂ Roller-Brutschrank	10 31 82001



①

② INCUDRIVE R

Roller-Einrichtung mit Antriebseinheit und fest montiertem Rollergestell

Ohne Temperierung, kombinierbar mit INCUDRIVE H.

Zum definierten langsamen Rotieren von Flaschen/Röhrchen in TROMMEL R, K10, K16 oder M (optional).

Drehzahl: Flasche 120 mm Ø, ca. 0,06 – 2 U/min

Maße außen (B x H x T): ohne Trommel 550 x 140 x 415 mm

mit Trommel 550 x 450 x 415 mm

Anschluss: 230 V, 50-60 Hz, 80 W

Gewicht: ca. 7 kg

Artikel	Best.-Nr.
INCUDRIVE R Antriebseinheit	88 31 64001



②

③ INCUDRIVE H

Inkubationshaube mit Umluft-Temperiersystem, kombinierbar mit INCUDRIVE R.

Seitenwände aus durchsichtigem, hochisolierendem, UV-beständigem Kunststoff, zur ständigen Kontrolle des Arbeitsablaufes.

Zur Temperierung von beliebigen Laborgeräten bzw. -prozessen auf ebener Arbeitsfläche.

Nach unten offen, mit Weichgummilippen zur Kabeldurchführung.

Arbeitstemperatur innen: +30°C bis +50°C

Umgebungstemperatur: +5°C bis +40°C

Maße außen (B x H x T): 650 x 750 x 550 mm

Maße innen (B x H x T): 600 x 585 x 455 mm

Anschluss: 230 V, 50-60 Hz, 280 W

Gewicht: ca. 26,5 kg

Artikel	Best.-Nr.
INCUDRIVE H Inkubationshaube	88 31 65001

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Trommel R	10 31 86071
für 7 Rollerflaschen Ø 120/125 mm (max. 1 St. pro Rollergestell)	
Trommel K10	10 31 86101
für 210 Kulturröhrchen Ø 100x16 mm (max. 3 St. pro Rollergestell)	
Trommel K16	10 31 86161
für 210 Kulturröhrchen Ø 160x16 mm (max. 2 St. pro Rollergestell)	
Trommel M	10 31 86311
nach Muster für andere Gefäße (max. 2 St. pro Rollergestell)	
INCUDRIVE D-I Dreheinschub, herausziehbar	10 31 81011
INCUDRIVE D-I Trommeleinschub f. Rollergestell	10 31 83011
INCUDRIVE D-I Rollergestell für Trommeln (neigbar)	10 31 83021



③