

Anschluss-System GLS 80, DURAN Group / IDL Connection System GLS 80



Flexibles Baukastensystem für den sicheren und sterilen Medientransfer für DURAN® GLS 80 Laborflaschen. Das System ist mit 4 sog. Ports (Anschlüssen) erhältlich. 5 verschiedene Schlauchaußendurchmesser (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm, 12,0 mm) können verwendet werden, ein steriler Druckausgleich (Membranfilter 0,2 µm) ist optional erhältlich. Je nach Anwendung können die Einzelteile beliebig kombiniert werden. Nicht verwendete Ports können mit einem Blindverschluss versehen werden. Alle Einzelteile sind autoklavierbar. $T_{\max} = 140^{\circ}\text{C}$. Das System eignet sich auch für Anwendungen im Bereich HPLC oder Biotechnologie und jeden Prozess wo ein Medientransfer erforderlich ist.

Artikel	Gewinde	Best.-Nr.	VE St./Pack
Schraubverschluss GLS 80, 4 Port GL 18	GLS 80	10 21 10176	2
Einsatz 3,2 mm (I.-Ø)		10 21 10169	1
Einsatz 6,0 mm (I.-Ø)		10 21 10170	1
Einsatz 8,0 mm (I.-Ø)		10 21 10171	1
Einsatz 10,0 mm (I.-Ø)		10 21 10172	1
Einsatz 12,0 mm (I.-Ø)		10 21 10173	1
Schraubverschluss GL 18	GL 18	10 21 10174	2
Druckausgleichset 4 Port (GLS 80)	GL 18	10 21 10167	1
Schraubverschluss rot PBT		10 21 10682	2

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

