

Ballonflaschen- und Kanister-Zubehör, Thermo Scientific Nalgene, IDL Carboy Accessories



thermo scientific

WWRJN

① Befüllungs- und Entlüftungs-Schraubverschlüsse

Unsteril, aus Polypropylen mit TPE-Dichtung und TPE-Verschlußskappen sowie je 2x Nalgene® 550 platingehärtete Silikonschläuche (innen und außen).

Verschluß-Ø mm	Schlaucholiven	Außen-Ø mm	Best.-Nr.
53	3	6	22 87 21618
83	3	6	22 87 21619
83	3	12	22 87 21620



Schlauchanschluss

Artikel	Best.-Nr.	VE St./Pack
---------	-----------	----------------

② Schlauchanschluss mit Oliven und Gewinde

22 87 21621

2

aus Polypropylen mit Siliconzwischenwandung und Acetatüberwurfmutter für Schraubverschlüsse oder Kunststoffbehälter zum nachträglichen Einbau (16-mm-Bohrung notwendig). Umbausatz kommt ohne Schraubverschluss.

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.



Schnellverschlussshähne

Artikel	Best.-Nr.
---------	-----------

③ Schnellverschlusshahn aus Tefzel ETFE

22 87 21622

für Schläuche mit 16 mm I.-Ø, passend für alle Nalgene®-Kanister mit Gewindeanschluss.

Artikel	Best.-Nr.
---------	-----------

④ Schnellverschlusshahn aus Polypropylen

22 87 21623

mit PTFE-Dichtung und aufsteckbarer Schlaucholive 6 mm A.-Ø, passend für alle Nalgene®-Kanister mit Gewindeanschluss.

Endstopfen

Endstopfen für alle Nalgene-Ballonflaschen mit Hahn, aus weißem Polypropylen mit TPE-Stopfen, liegt allen Nalgene Baollonflaschen mit Ablasshahn bei.

Artikel	Best.-Nr.	VE St./Pack
Endstopfen	10 87 30010	4

