

Standzentrifuge ROTIXA 500 RS, HETTICH Floorstanding Centrifuge ROTIXA 500 RS

Standzentrifuge

Großvolumige Standzentrifuge für hohen Probendurchsatz. Nahrungsmittelproben, Zellsuspensionen, Niederschläge aus chemischen Reaktionen, Bodenproben und natürlich auch Blut und Blutbestandteile werden in der ROTIXA 500 RS zuverlässig getrennt. Die Zentrifuge ist mit der S-Steuerung ausgestattet. Diese bietet 89 Speicherplätze und zahlreiche Zusatzfunktionen.

Einfache Eingabe der Parameter via Folientastatur und Drehknopf. Anzeige des Ist-Zustands während des Laufs.

Auf Wunsch kann die ROTIXA 500 RS auch in Heizen/Kühlen-Version mit einem Temperaturregelbereich von -20°C bis +60°C geliefert werden. Weitere Modellvarianten auf Anfrage.

Technische Daten:

Außenmaße (B×T×H):	650 × 814 × 973 mm
Gewicht:	ca. 219 kg
Anschluss:	230 – 240 V, 50 Hz / 220 V, 60 Hz
Anschlusswert:	3800 VA
max. Drehzahl:	11.500 min ⁻¹
max. RCF:	18.038
max. Kapazität:	4 × 1000 ml
Störaussendung/	EN/IEC 61326-1, Klasse B
Störfestigkeit:	
Kühlung:	regelbar von -20°C bis +40°C



①

Artikel	Best.-Nr.
① ROTIXA 500 RS, Stand-Kühlzentrifuge ohne Rotor, mit S-Steuerung	10 56 14950

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
② Ausschwingrotor, ohne Gehänge für max. 4 × 1000 ml, für Platten oder Racks	55 56 14294
Rechteckbecher 4295-A, max. 750 ml, passend in Rotor 4294	10 56 14295
Deckel 4229-B für Becher 4295-A	10 56 14229
③ Ausschwingrotor für max. 6 x 290 ml, ohne Gehänge	55 56 14296
Rechteckbecher, passend in Rotor 4446 und 4296	10 56 15051
max. 100 ml oder Zyto-Zubehör	
Deckel für Becher 5051	10 56 15053
Rundbecher, max. 290 ml, passend in Rotor 4446, 4296 u. 4753	55 56 15092
Deckel für Becher 5092, mit Bioabdichtung	55 56 15093
④ Ausschwingrotor für Platten oder Racks, 2-fach, ohne Gehänge	55 56 14282
Gehänge 4285-A, passend in Rotor 4282	10 56 14285
für 6 Kulturplatten, 2 Deep Well Platten, 8 Mikrotiterplatten, 6 Olym-	
pus-Racks oder 10 Hitachi-Racks	

Ohne das mitabgebildete Zubehör. Weitere Rotoren und Zubehör auf Anfrage.



②



③



④

