

Säurewasserbad Chemietherm, Aerne Analytic Acid Water Bath Chemietherm

Zur Erwärmung und Temperierung von Säuren oder Laugen. Die elektronische Regelung ist in einem separaten Gehäuse untergebracht und über eine Leitung mit dem Bad verbunden. Somit kann das Bad unter einem Laborabzug betrieben werden, während sich die Steuer- und Kontrollelemente außerhalb des kritischen Bereichs befinden. Material: PP weiß, Netzanschluss: 230V/ 50/60 Hz, Temperaturbereich: Raumtemperatur – 85°C

Typ	Nutzraum L × B × H cm	Leistung W	Best.-Nr.
AET-C	23×23×19	900	10 64 07001

Sonderanfertigungen und Einsatzgestelle auf Anfrage.

