

Wassergehaltbestimmungsapparat, Starke Apparatus for Determination of Water Content

Artikel	Best.-Nr.
① Wasserbestimmungsapparat	14 59 40020
Xylolmethode DIN 51582, Nullpunkt am Hahn, Bürette mit Hahn, 10 ml 1/10, Liebigkühler 400 mm, mit 2 NS 29, Rundkolben 500 ml	

Artikel	Best.-Nr.
Wasserbestimmungsapparat	14 59 40021
Wie Art. 145940020, jedoch eichfähig, Nullpunkt im zyl. Teil, Zubehör wie oben	

Artikel	Best.-Nr.
Mittelteil	14 59 40022
Bürette mit Hahn 10 ml 1/10, Nullpunkt am Hahn	

Artikel	Best.-Nr.
Mittelteil	14 59 40023
Wie Art. 145940022, jedoch eichfähig, Nullpunkt im zyl. Teil	

Artikel	Best.-Nr.
Mittelteil	10 59 40024
Wie Art. 145940022, jedoch ohne Hahn, Nullpunkt in der Spitze	

