

Wasseruntersuchungsapparate, Starke Water Analysis Apparatuses

Wasseruntersuchungsapparate

Artikel	Best.-Nr.
Sauerstoff-Flasche nach Winkler	14 59 40010

Zur Bestimmung des im Wasser gelösten Sauerstoffes, komplett mit Deckelstopfen und Mattschild, Inhalt genau justiert. Volumen: 100 bis 150 ml

Artikel	Best.-Nr.
① Sauerstoff-Flasche nach Winkler	14 59 40011

Wie Art. 145940010. Volumen: 250 bis 300 ml

Artikel	Best.-Nr.
② Sedimentiergefäß nach Imhoff	14 59 40013

Ohne Hahn, 1000 ml Volumen, graduert: 0 bis 2 ml in 0,1 ml; 2 bis 10 ml in 0,5 ml; 10 bis 40 ml in 1 ml; 40 bis 100 ml in 2 ml, mit Marke bei 1000 ml

Artikel	Best.-Nr.
Sedimentiergefäß nach Imhoff	14 59 40014

Mit NS-Hahn und massivem Glasküken, mit Gewindehahnsicherung, 1000 ml Volumen, graduert: 0 bis 2 ml in 0,1 ml; 2 bis 10 ml in 0,5 ml; 10 bis 40 ml in 1 ml; 40 bis 100 ml in 2 ml, mit Marke bei 1000 ml

Artikel	Best.-Nr.
③ Sedimentiergefäß nach Imhoff	14 59 40015

Ohne Hahn, 1000 ml Volumen, graduert: 0 bis 2 ml in 0,1 ml; 2 bis 10 ml in 0,5 ml; 10 bis 40 ml in 1 ml; 40 bis 100 ml in 2 ml; 100 bis 1000 ml in 100 ml

Artikel	Best.-Nr.
Sedimentiergefäß nach Imhoff	14 59 40016

Mit NS-Hahn und massivem Glasküken, mit Gewindehahnsicherung, 1000 ml Volumen, graduert: 0 bis 2 ml in 0,1 ml; 2 bis 10 ml in 0,5 ml; 10 bis 40 ml in 1 ml; 40 bis 100 ml in 2 ml; 100 bis 1000 ml in 50 ml

Artikel	Best.-Nr.
④ BSB-Kolben	14 59 40018

Stopfen NS 18,8, Volumen bei eingedrückten Stopfen 100 ml

⑤ Überlaufmesskolben

An der Inhaltsmarke abgeschnitten, plangeschliffen.

Volumen ml	Best.-Nr.	Volumen ml	Best.-Nr.
21,7	10 59 40025	164	14 59 40164
22,7	14 59 40027	200	14 59 40200
43,5	10 59 40043	250	14 59 40250
56	14 59 40056	300	14 59 40300
94	14 59 40094	360	14 59 40360
97	14 59 40097	365	14 59 40365
100	14 59 40100	428	14 59 40428
150	14 59 40150	432	14 59 40432
157	14 59 40157		

STARKE
Laborbedarf

webcode  WWFNK004

